

# Witte rijst

## homogeen gemalen

### Ingrediënten

### Hoeveelheid

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Witte rijst     | 175 gram |
| Groentebouillon | 230 ml   |

### Bereidingswijze in het kort

|               |             |
|---------------|-------------|
| Formaat kom   | klein       |
| Stand machine | 2           |
| Draaischema   | 60 / 60 sec |

### Bereidingswijze

- Doe de rijst in de kom.
- Meet de bouillon af, warm hem op in de magnetron en giet hem bij de rijst in de kom.
- Laat de machine 60 seconden draaien op stand 2.
- Duw met de spatel de omhooggevlogen stukjes naar beneden, laat de machine dan weer 60 seconden draaien op stand 2.

### Let op!

Door het zetmeel in de rijst gaat de gemalen voeding nog binden als je het laat staan, en dus dikker worden. Dit gebeurt vrij snel, serveer daarom direct na het malen om de juiste dikte te behouden.