

Kruidnoten

homogeen gemalen

Ingrediënten

Hoeveelheid

Kruidnoten	50 gram
Melk	65 ml

Bereidingswijze in het kort

Formaat kom	klein	
Stand machine	2 (zonder melk)	2 (met melk)
Draaischema	40	60 / 30 / 30

Bereidingswijze

- Doe de kruidnoten in de kom.
- Laat de machine **zonder melk** 40 seconden draaien op stand 2, zodat de kruidnoten in kleine stukjes gehakt worden.
- Giet dan de melk bij de gehakte kruidnoten en laat de machine 60 seconden draaien op stand 2.
- Duw met de spatel de omhoog gevlogen stukjes naar beneden, **ga ook goed met de spatel over de bodem** van de kom (haal desnoods het mes er even uit) en laat de machine dan nog 30 seconden draaien op stand 2.
- Duw met de spatel de omhoog gevlogen stukjes naar beneden, **ga weer goed met de spatel over de bodem** van de kom en laat de machine dan weer 30 seconden draaien op stand 2.